

INNOVACIONES WINBACK OTOÑO 2016



Apreciado Winbackero,

Le presentamos las últimas innovaciones de WINBACK para finales de 2016. Estas innovaciones son el resultado de más de 9 meses de evaluaciones, sugerencias y pruebas de nuestros **examinadores Expertos en Winback.**

Agradezco a todos ustedes ya que gracias a sus comentarios y observaciones han hecho que nuestra gama Winback evolucione para responder a sus necesidades diarias.

Vuestra energía es el motor de nuestras innovaciones !

Vuestra BACK 3 pronto evolucionará para convertirse en **más intuitiva y eficiente.**


Christophe Buée

UN NUEVO CARRITO MÁS COMPLETO Y ERGONÓMICO

El nuevo carrito dispone de cajones, guías para los cables para que no toquen el suelo, espacio de almacenaje, soporte ergonómico para accesorios y un peso bien equilibrado para obstáculos.

Mejora la movilidad, comodidad en el tratamiento y almacenamiento.

Disponible : Octubre 2016 / Pre-orden disponible



Gracias a los cables genéricos (CET/RET/MIX/RETURN)

Se puede cambiar el cabezal en solo un segundo. Todos los electrodos de categoría ((CET/RET/MIX/RETURN), pueden adaptarse en el cable estándar genérico . Gracias al adaptador, ya no hace falta cambiar el cabezal en la parte posterior de la máquina.

Se cambian los cabezales en un segundo

TECNOLOGÍA A SU SERVICIO

INNOVACIONES WINBACK OTOÑO 2016



2 NUEVOS ENFOQUES EN TECARTERAPIA

Nuevo brazalete M Y BACK - Imprescindible para terapias manuales

El nuevo brazalete MYBACK libera las manos y ofrece un tratamiento confortable único.

En medio segundo puede equiparse con MYBACK y empezar el tratamiento .

No es necesario poner crema en las manos. La superficie de contacto entre la piel y el brazalete es óptimo.

Ahorre tiempo y libere sus manos.

Imprescindible para terapeutas manuales.

3 NUEVOS PROGRAMAS DE SOFTWARE MÁS COMODIDAD PARA USTED Y SUS PACIENTES

TIC : Touch Intensity Control. Esta función permite tener un control de intensidad (aumento/disminución) desde el electrodo . Ya no es necesario cambiarlo desde la pantalla ! **Más comodidad para usted y sus pacientes.**

AUTO SWAP : La máquina Winback automáticamente reconoce el cambio del modo de aplicación durante el tratamiento. No es necesario tocar/controlar la pantalla. Su BACK3 reconoce el modo activo CET o RET. **Trate al paciente libremente, la inteligencia Winback está a su lado.**

MIX DETECT : Su máquina Winback detecta automáticamente si su cabezal MIX está enchufado.

TECAR 5.0

La tecarterapia WINBACK una vez más lidera la nueva TECARTERAPIA 5.0: Se colocan 3 electrodos en el paciente para que la energía pase a través de los 2 electrodos fijos o móviles. Esta característica permite una difusión equilibrada de la energía en dos zonas (IR 2 piernas) para así tratarlas al mismo tiempo.

Además tiene otra configuración para poder tener las dos manos activas para el masaje.

TECAR 5.0 existente en 2 versiones : TECAR 5 RET o TECAR 5 MIX

Con WINBACK, descubra 5 maneras (1.0,2.0,3.0,4.0,5.0) de aplicar TECAR.



TECAR 5.0

ELECTRODO RET

CAJITA DOBLE RET

RETURN PLATE

ELECTRODO RET

